

Anleitung CountBasic

Die Anwendung des PC-Programms CountBasic ist in ▶ Abschn. 5.4.2, „Quantitative Auswertung der Sprechproben: CountBasic“ beschrieben.

Zum Abspeichern der erhobenen Daten auf Ihrem PC klicken Sie links unten den Button „Speichern“ an.

Es erscheint ein Fenster „Daten sichern“ mit den Feldern „Dateiname“, „Name“ (des Patienten) sowie „Kontext“. Das Feld „Kontext“ muss nicht ausgefüllt werden, allerdings erleichtert es eine spätere genauere Einschätzung des Messergebnisses im Rahmen der Verlaufskontrollen.

Datum und Uhrzeit der Erhebung erscheinen automatisch in diesem Fenster.

Neben dem Feld „Dateiname“ befindet sich ein Feld mit drei Punkten (s. Abb.); dieses muss zum Abspeichern angeklickt werden. Wählen Sie den Pfad, auf dem Ihre Datei abgespeichert werden soll.

The screenshot shows the CountBasic application window. At the top, there's a blue header with the text 'CountBasic'. Below it, there are three input fields for click counts: 'Anzahl der Linksklicks (flüssig)' with the value 326, 'Anzahl der Rechtsklicks (gestottert)' with the value 61, and 'Gesamtzahl der Klicks (flüssig + gestottert)' with the value 387. Below these is a section titled 'Auswertung' (Evaluation) with a table of statistics:

Auswertung	
Verhältnis gestottert zu Gesamt	15,76 %
Verhältnis flüssig zu Gesamt	84,24 %
Verhältnis gestottert zu flüssig	61 : 326
Dauer des letzten Stottererignisses	0,06 s
Dauer des längsten Stottererignisses	0,83 s
Durchschnittliche Dauer der Stottererignisse	0,18 s

Below the table is a 'Hinweise' (Notes) section with instructions on how to use the program. At the bottom left of the main window is a 'Speichern...' (Save...) button. Overlaid on the right side of the main window is a 'Daten sichern' (Save data) dialog box. It contains three fields: 'Dateiname' (Filename) with the value 'Maxi Muster, 12.10.09' and a file explorer icon to its right; 'Datum' (Date) with the value '12.10.2009 17:37'; and 'Name' (Name) with the value 'Maxi Muster'. There is also a 'Kontext' (Context) field with the text 'Unterhaltung zu Beginn der Stunde über Besuch bei Freunden'. At the bottom of the dialog box are 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.